

BERNER ChemoSorb-Pad



Sichere Aufnahme von Flüssigkeiten

Als Unterlage bei Transporten und bei
der Patienten-Indikation sowie für
Unfälle mit CMR-Arzneimitteln



BERNER ChemoSorb-Pad

Das Unternehmen: BERNER International GmbH, Elmshorn



- ✓ Seit über 25 Jahren die Spezialisten im Bereich **Arbeits- und Arzneimittelschutz für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungsbereiche**
- ✓ Komplette PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der höchsten Kategorie 3
- ✓ Sicherheitswerkbänke für Zytostatika und mikrobiologische Arbeitsstoffe
- ✓ Geprüftes Qualitätsmanagementsystem nach **DIN EN ISO 9001:2008**
- ✓ Partner vieler nationaler und internationaler Organisationen



Täglicher Umgang mit Zytostatika



- Apotheken
(Krankenhaus und Offizin)
- Arztpraxen
- Krankenhäuser
- ambulante Pflegedienste
- Altenheime
- Tierarztpraxen
- Tierkliniken
- Transportfirmen für Medikamente

Einsatzbereiche für das ChemoSorb-Pad




- verschüttete Zytostatika
- bei Unfällen mit Zytostatika
- als Unterlage in Transport-Boxen
- als Unterlage bei der Lagerung im Kühlschrank
- als Unterlage bei der Patienten-Indikation

BERNER ChemoSorb-Pad

Das Produkt

Test mit 3 Liter roter Ersatzflüssigkeit



- Das BERNER ChemoSorb-Pad nimmt große Mengen Flüssigkeiten auf (bis zu 3 Liter)
- Die Flüssigkeiten werden im Inneren des Pads in eine gelartige Masse umgewandelt (ähnlich wie bei einer Babywindel)

- Bei großen Mengen kann nach einer Dauer von ca. 1-2 Minuten das nun tropfsichere Pad fachgerecht entsorgt werden.
- Kleinere Mengen werden sofort im Pad sicher eingeschlossen.

Ähnliche Produkte aus dem Berner Programm:

Entsorgungssysteme
für Zytostatika



Persönliche
Schutzausstattung



Schutzhandschuhe



SpillKits
für den Notfall



Zytostatika-
Sicherheitswerkbenke

Entnahmekanülen/
Spikes



the safety system



Schutzbrillen



Spezielle
Reinigungstücher

FFP3
Atemschutzmasken



Zytostatika-
Arbeitsunterlagen

BERNER ChemoSorb-Pad

So erreichen Sie uns:



Tel: +49 / (0) 41 21 / 43 56 – 0

Fax: +49 / (0) 41 21 / 43 56 - 20

Info@berner-international.de

www.berner-international.de



Service



Einmalartikel



Laborgeräte



Persönliche Schutzausrüstung



Laboreinrichtung



Laborplanung

